

Braun Silk-expert Pro IPL PL3230

Produkt ID:


[Stammdaten](#)
[Logistische Daten](#)
[Verpackungsinformationen](#)
[Kategoriespezifika](#)
[Admin](#)

EAN	07500435238298
Kategorie	Female Hair Removal Appliance
Marke	Braun
Produktlinie	Silk-Expert Pro 3
Produkttitel super lang	Braun IPL Silk-expert Pro 3, Haarentfernung für zuhause, Alternative zur Laser-Haarentfernung, mit Aufbewahrungstasche, 3 Aufsätze, Geschenk für Damen, Weiß/Silber, PL3230
Produkttitel lang	Braun IPL Silk-expert Pro 3, Haarentfernung für zuhause, mit Aufbewahrungstasche, 3 Aufsätze, PL3230
Produkttitel kurz	Braun IPL Silk-expert Pro 3, Haarentfernung für zuhause, PL3230
Produktbeschreibung	Silk-expert Pro 3 ist kein Laser-Haarentfernungsgesät, stattdessen nutzt es die neueste IPL-Technologie von Braun. Bis zu 1 Jahr lang seidig-glatte Haut mit sichtbaren Ergebnissen in nur 4 Wochen (Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Ergebnisse können variieren). Die Skin Pro-Technologie (SensoAdapt™) passt sich automatisch an deinen Hautton an und optimiert die Lichtintensität für eine perfekte Balance zwischen schnellen Ergebnissen und Hautverträglichkeit. Der Sensitiv-Modus bietet mehr Hautkomfort und bis zu 100 Lichtimpulse pro Minute sorgen für weniger ausgelassene Bereiche beim Gleiten über die Haut.
Produkteigenschaft 1	Bis zu 1 Jahr lang seidig-glatte Haut mit sichtbaren Ergebnissen in nur 4 Wochen (Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Ergebnisse können variieren)
Produkteigenschaft 2	Optimale Lichtintensität für jedes Körperteil mit SkinPro 2.0 (SensoAdapt™) – eine Technologie wie im Beautysalon, die sich automatisch und stufenlos an deinen Hautton anpasst
Produkteigenschaft 3	Bis zu 100 Lichtimpulse pro Minute für eine mühelose Behandlung mit weniger ausgelassenen Bereichen

Procter & Gamble Service GmbH
 Sulzbacher Str. 40
 65824 Schwalbach am Taunus
 Deutschland

Geschäftsführer:
 Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
 Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
 Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
 Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
 Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
 Ust.ID: DE 814 642 039



PRODUKTPASS

Produkteigenschaft 4	Sanft zur Haut dank des Sensitiv-Modus, der die Lichtintensität reduziert – für eine sanftere Behandlung in empfindlichen Bereichen
Produkteigenschaft 5	Inhalt: Aufbewahrungstasche, Standard-, Präzisions- und breiter Aufsatz für die Anwendung von Kopf bis Fuß
Suchbegriffe allgemein	haarentfernung laser, laser-haarentfernungssystem, dauerhafte haarentfernung, laser-haarentfernung, braun, silk-expert, herren, für herren, silk-expert pro, silk-expert pro 3, braun

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Geschäftsführer:
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
Ust.ID: DE 814 642 039



Stammdaten **Logistische Daten** Verpackungsinformationen Categoriespezifika Admin

Verbrauchereinheit Höhe (mm)	194
Verbrauchereinheit Tiefe (mm)	98
Verbrauchereinheit Breite (mm)	276
Verbrauchereinheit Gewicht (g)	1459
Versandereinheit Höhe (mm)	220
Versandereinheit Tiefe (mm)	296
Versandereinheit Breite (mm)	211
Versandereinheit Gewicht (g)	3187
Einheiten pro Karton	2
EAN 14 - AktiveBarcode	17500435238295

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Geschäftsführer:
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
Ust.ID: DE 814 642 039

Stammdaten [Logistische Daten](#) [Verpackungsinformationen](#) [Kategoriespezifika](#) [Admin](#)

Inhaltsstoffe	Not Available
Kundenservice Rufnummer	00 800 27 28 64 63
Kundenservice Hinweis	Frage? Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
Anwendungshinweise	Not Available
Warnhinweise	Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf der Kopfhaut, an den Augenbrauen oder in der Nähe der Augen. Eine Verwendung in diesen Bereichen könnte zu einer dauerhaften Schädigung Ihrer Augen führen. Wenn Sie eine Tätowierung oder ein Permanent-Make-Up in dem zu behandelnden Bereich haben. An den Brustwarzen, im Genitalbereich oder in der Nähe des After. Diese Bereiche haben ggf. eine dunklere Hautfarbe oder eine stärkere Haardichte, weshalb die Verwendung des Geräts in diesen Bereichen zu Unwohlsein/Schmerzen führen oder Ihre Haut verletzen kann. Wenn Sie braune oder schwarze Flecken wie Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen in dem zu behandelnden Bereich haben. An Bart/Gesichtshaar bei Männern. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät in Bereichen zu verwenden, in denen Dermalfüller vorhanden sind. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr als einmal pro Woche an derselben Stelle. Nach längerer oder wiederholter Behandlung an einer Stelle können Hautschäden auftreten. Sehen sie nicht direkt in den Glasfilter (9) und richten Sie das Gerät nicht auf die Augen. Zur Ihrer Sicherheit und der von Personen in der Nähe kann das Gerät nur aktiviert werden, wenn beide Hautsensoren direkt auf der Haut platziert werden. Sollte das Gerät einen Lichtimpuls auslösen, wenn die Hautsensoren NICHT die Haut berühren, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und kontaktieren Sie Ihren Einzelhändler. Es können Augenverletzungen (die zum Verlust des Sehvermögens führen können) oder Hautverletzungen auftreten, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. Schützen Sie das Auge vor Exposition. Verwenden Sie das Gerät nicht über den Augenlidern oder in der Nähe des Auges. Dieses Gerät ist für einen einzelnen Benutzer vorgesehen. Es darf nicht von Personen unter 18 Jahren genutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen dürfen das Gerät verwenden, wenn sie dabei unter Aufsicht stehen oder eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Bewahren Sie das Gerät immer für Kinder unzugänglich auf. Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen. Im Falle von Beschädigungen oder Rissen das Gerät nicht benutzen. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu einem Stromschlag führen. Im Falle eines Defekts lassen Sie das Gerät bitte von einem autorisierten Servicecenter prüfen und reparieren. Eine unsachgemäß ausgeführte Reparatur kann zu extremen Risiken für den Benutzer führen. Ziehen Sie nach der Benutzung des Geräts immer den Netzstecker. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren oder zu öffnen, da Sie dadurch ggf. in Kontakt mit elektrischen Bestandteilen oder pulsierter Lichtenergie kommen. Beides kann zu ernsthaften Verletzungen und/oder einer dauerhaften Schädigung der Augen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder nassen Oberflächen wie Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten. Wenn das Gerät nass wird, darf es nicht verwendet werden. Die Verwendung eines nassen Geräts kann zu elektrischen Schlägen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (z. B. wenn das Gehäuse Risse aufweist oder das Kabel beschädigt ist). Die inneren Teile enthalten elektrische Ladungen, die gefährlich sind. Prüfen Sie das Anwendungsfenster (1) regelmäßig auf Beschädigung: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Glasfilter (9) gerissen ist oder fehlt. Berühren Sie den Glasfilter nicht während der Benutzung oder unmittelbar danach, da er sich während des Gebrauchs aufheizt. Verwenden Sie keine petroleumbasierten oder entzündlichen Reinigungsmittel (Alkohol, Azetone) auf dem Gerät, da diese zu Brandgefahr führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese können das Gerät beschädigen oder den Glasfilter zerkratzen. Verwenden Sie das Gerät nicht zu anderen Zwecken als zur Entfernung unerwünschter Haare. Verwenden Sie das Gerät nicht auf anderen Oberflächen als auf der Haut. Drücken Sie die Anwendungstaste nicht, wenn das Anwendungsfenster (1) keinen vollständigen Kontakt zur Haut aufweist. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze. Das Gerät überhitzt ggf. und kann Ihnen elektrische Schläge zufügen oder einen Brand auslösen.
Herkunftsland	GB
Rücksendeadress	Not Available

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Geschäftsführer:
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
Ust.ID: DE 814 642 039



PRODUKTPASS

Füllmenge	1
Füllmenge Einheit	CT
Art der Verpackung	Box
Inhalt	N/A
Inhalt Einheit	N/A

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Geschäftsführer:
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
Ust.ID: DE 814 642 039

[Stammdaten](#) [Logistische Daten](#) [Verpackungsinformationen](#) [Kategoriespezifika](#) [Admin](#)

Farbe	Silver/White
Modellnummer	PL3230
Flamme (GHS02) - Leicht- /Hochentzündlich	Nein
Gasflasche (GHS04) - Komprimierte Gase	Nein
Explodierende Bombe (GHS01) - Explosionsgefährlich	Nein
Ätzwirkung (GHS05) - Ätzend	Nein
Umwelt (GHS09) - Umweltgefährdend	Nein
Flamme über einem Kreis (GHS03) - Brandfördernd	Nein
Ausrufezeichen (GHS07) - Reizend	Nein
Totenkopf mit gekreuzten Knochen (GHS06) - Giftig / Sehr giftig	Nein
Gesundheitsgefahr (GHS08) - Gesundheitsschädlich	Nein
Signalwort	Gefahr



Stammdaten Logistische Daten Verpackungsinformationen Categoriespezifika Admin

Scope	National
Importiert am	16.01.2024
Reason Code	2 - ARTWORK CHANGE

Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland

Geschäftsführer:
Bettina Buschhoff, Gabriele Hässig, Franz-Olaf
Kallerhoff, Dr. Peter Constantin Loebus, Stefan
Schamberg, Astrid Teckentrup, Matthias Weber

Aufsichtsratsvorsitzender:
Heinz-Joachim Schultner

Sitz: Schwalbach am Taunus,
Amtsgericht: Königstein im Taunus HRB 4990
Ust.ID: DE 814 642 039