



KLINISCH GETESTETE
TECHNOLOGIE

NEU
NEW
250.000
Lichtimpulse
Light pulses

97% vertragen die Anwendung sehr gut
found their skin tolerated the application very well

92% empfinden die Behandlung als schmerzfrei
find the treatment to be pain-free

89% vertragen IPL besser als herkömmliche Methoden
(Rasieren, Epilieren oder Wachsen)
find that their skin tolerates IPL better than
standard methods (shaving, epilating or waxing)

IPL 10000+ SalonPro System



Dauerhafte Haarentfernung mit der Profitechnologie aus dem Kosmetikinstitut**

Sicher, schnell und zuverlässig

Lifetime Flashes - inkl. Kartusche mit 250.000 Lichtimpulsen****

Schnellste Anwendung - Nur ca. 26 min für eine Ganzkörperbehandlung***

XXL Lichtfläche mit 7cm² für besonders schnelle Behandlung

Automatische Hauttonerkennung

Klinisch getestete Technologie für höchste Sicherheit zu Hause

Höchste Sicherheit mit 2in1 Hauttypen- und Hautkontaktsensor

Inkl. Präzisionsaufsatz

Bis zu 50% Haarreduzierung nach 3-4 Behandlungen

Modernste IPL-Lichttechnologie, die auch von Hautärzten zur professionellen Haarentfernung angewendet wird. Deaktiviert die Haarwurzel tief unter der Haut und verhindert so das Nachwachsen der Haare.


Mit "Blitz-Gleit"-Funktion für eine komfortable Anwendung

Integrierter UV Filter zum Schutz der Haut

5 Jahre Garantie

Nicht anwendbar auf dunklen Hautfarben

Kann bei weißem oder hellem Haar unwirksam sein



VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57609 7

Art.-Nr.: 576.09

IPL 10000+ SalonPro System



Technology for long lasting hair removal used in professional cosmetic institutes**

Safe, fast and reliable

A lifetime of flashes - includes cartridge with 250,000 light pulses****

Fastest Application - Around just 26 min. to treat the entire body***

XXL 7cm² light surface for especially fast treatment

Automatic skin tone detection

Clinically tested technology for maximum safety at home

Maximum safe application with the 2-in-1 skin-type and skin-contact sensor

Incl. precision attachment

Up to 50% hair reduction after 3-4 treatments

State-of-the-art IPL light technology used by dermatologists for professional hair removal. Deactivates the hair roots deep beneath the skin and in doing so decreases the chance of the hair growing back.


With "flash-glide" function for comfortable usage

Integrated UV filter to protect the skin

5-year warranty

Cannot be used on dark skin

May be ineffective on white or light-coloured hair



VE: 2 / Transportkarton: -

EAN-Nr.: 4211125 57609 7

Art.-Nr.: 576.09

* Dermatologische Studie, 36 Frauen, Institut proDERM Hamburg, Studiennr. 14.0148-11
 ** Technologie begutachtet durch Institut proDERM Hamburg
 *** Auf höchster Energiestufe für Arme, Beine, Gesicht, Achselhöhlen und Bikinizone
 **** Reicht bei normalem Gebrauch für 40-60 Jahre

* Dermatological study, 36 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0148-11
 ** Technology appraised by Institute proDERM, Hamburg
 *** On the highest power setting for arms, legs, face, armpits and the bikini line
 **** Sufficient for 40-60 years with normal usage


ipl dauerhafte haarentfernung ipl permanent hair removal

IPL10000+


hairremoval

SalonPro System


Wirkungsweise | Mode of action



Melanin der Haare absorbiert das Licht
Melanin in the hair absorbs the light (IPL)



Die erzeugte Wärme deaktiviert den Haarfollikel
The warmth generated deactivates the hair follicle



Das Haar fällt aus und wächst nicht mehr nach
The hair falls out and does not continue to grow

Haar- und Hautfarbentabelle | Hair and skin colour chart

Skin type \ Hair	I	II	III	IV	V	VI
Black	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Brown	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Dark blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Light blonde	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Red head	Energy 4-5-6	Energy 4-5-6	Energy 3-4	Energy 1-2-3	Energy 1-2-3	✗
Gray/white	✗	✗	✗	✗	✗	✗

* Energy should primarily chose based on your own comfort
** The higher the energy, the more efficient the treatment will be



Anwendung | Application



Körper | Body



Gesicht | Face

